

POLISSOIR POUR OXYDE DE ZIRCONIUM ET CÉRAMIQUE PRESSÉE

# KENDA Z-SERIES



## Système de polissage diamanté en 3 étapes

Spécialement développés pour oxyde de zirconium et céramique pressée. Pour obtenir les meilleurs résultats de polissage sur les matériaux céramiques à haute performance, l'oxyde de zirconium et la céramique pressée.



Set REF Z-000



REF	N° de commande	Z-006-C	Z-014-C	Z-006-M	Z-014-M	Z-006-F	Z-014-F		
ISO	872 104 ...	243 534 030	041 534 120	862 104 ...	243 524 030	041 524 100	852 104 ...	243 514 030	041 514 120
ISO	Mesures Ø x L mm	3 x 7	12 x 2	3 x 7	12 x 2	3 x 7	12 x 2		
μ	taille des grains	gros		moyen		fin			
🖌	Couleur	violet		bleu pétrole		vert clair			
⌚	rec.	7 500 - 10 000 tr/min		7 500 - 10 000 tr/min		5 000 - 7 500 tr/min			
⌚	max.	10 000 tr/min		10 000 tr/min		10 000 tr/min			

📦 Unités par boîte: 3  
**N** Pression: 0,3 - 2N  
 Tige: PM, acier inoxydable